


## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Satb1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Número do item: CM0024767



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-SATB1 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de remodelação da cromatina, desenvolvimento de células T e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | SATB1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | DEFDA; KTZSL; SATB1                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano)  | 6304                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 572-763 da SATB1 humana (NP_002962.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q01826                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 86 kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |