


Anticorpo Monoclonal Anti-Satb2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Número do item: CM0003591



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SATB2 humano, validado para WB, IF, IHC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de cromatina e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SATB2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	23314
GeneID	23314
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 634-733 do SATB2 humano (NP_001165980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo