


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Satb2 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Número do item: CM0003124



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SATB2 de alto desempenho validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com SATB2 humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição chave no desenvolvimento neuronal e esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SATB2 Rabbit mAb
Observações/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23314
GeneID	23314
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do SATB2 humano (Q9UPW6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPW6
Peso da Proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo