


Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Satb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Número do item: CM0022425



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SATB2 humano (SWISS: Q9UPW6). Validado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Adequado para pesquisa sobre regulação da transcrição, neurodesenvolvimento e diferenciação de osteoblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SATB2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23314
ID do Gene	23314
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 634-733 do SATB2 humano (NP_001165980.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83kDa
Envio	Bolsa de gelo