

Anticorpo Policlonal Anti-Sav1 Para Wb, Elisa - Q9H4B6

Número do item: CM0029977



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAV1 humano (hWW45), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Hippo, controle do tamanho dos órgãos e supressão de tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAV1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAV; WW45; WWP4; SAV1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	60485
GeneID	60485
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-383 do SAV1 humano (NP_068590.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H4B6
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo