

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sav1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B6

Número do item: CM0024288



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAV1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Direciona-se ao regulador da sinalização Hippo, proteína de 45 kDa. Adequado para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica e ELISA.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	[Validado por KO] SAV1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	SAV; WW45; WWP4; V1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60485
GeneID	60485
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-383 do SAV1 humano (NP_068590.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H4B6
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo