


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sbds Para Wb, Elisa - Q9Y3A5

Número do item: CM0003422



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à proteína SBDS humana, validado para Western blot e ELISA. Reage com proteínas de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre biogênese de ribossomos e síndrome de Shwachman-Diamond.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-SBDS de Coelho
Observações/Apelidos	SDS; SD01; SWDS; CGI-97; SBDS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51119
GeneID	51119
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 151-250 da proteína SBDS humana (NP_057122.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3A5
Peso Molecular da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo