

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sbf1 Para Wb, Elisa - 095248

Número do item: CM0013758

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SBF1 humana (MTMR5), validado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para investigar autofagia, mielinização neuronal e vias da doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SBF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6305
GeneID	6305
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1630-1770 da SBF1 humana (NP_002963.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	095248
Peso da Proteína	208kDa
Envio	Bolsa de gelo