

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scaf4 Para Ihc-P E Elisa - O95104

Número do item: CM0023108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCAF4 de alta qualidade, validado para IHC-P e ELISA. Reconhece SCAF4 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a regulação transcricional e os mecanismos de terminação prematura do mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SCAF4
Observações/alias	SRA4; SFRS15; SCAF4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	57466
ID do gene	57466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-248 do SCAF4 humano (NP_065757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95104
Peso da proteína	126 kDa
Envio	Bolsa de gelo