


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scaf8 (Rbm16) Para Wb, Elisa - Q9Upn6

Número do item: CM0021441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SCAF8 (RBM16) humano, adequado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudos de terminação da transcrição e processamento de RNA. Imunogênio recombinante, 141 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCAF8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RBM16; SCAF8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22828
ID do Gene	22828
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 572-634 do SCAF8 humano (NP_055707.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPN6
Peso Molecular da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo