

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scamp1 Para Wb, Elisa - O15126

Número do item: CM0027770

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCAMP1, validado para WB e ELISA. Reconhece SCAMP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar reciclagem pós-Golgi e vias de tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCAMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	9522
ID do Gene	9522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do SCAMP1 humano (NP_004857.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15126
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo