

Anticorpo Policlonal Anti-Scamp2 Para Wb, Elisa - 015127

Número do item: CM0028563

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SCAMP2 produzido contra SCAMP2 humana recombinante. Validado para Western blot e ELISA, detecta SCAMP2 humana (~37kDa) envolvida em vias de reciclagem pós-Golgi.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	SCAMP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCAMP2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10066
ID do Gene	10066
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 da SCAMP2 humana (NP_005688.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O15127
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo