

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Scamp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15127

Número do item: CM0019534

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCAMP2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece SCAMP2 humano, de camundongo e rato (37 kDa). Ideal para o estudo da proteína 2 associada à membrana de portadores secretores na reciclagem pós-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCAMP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCAMP2
Espécie	Humano
ID do Gene	10066 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-152 de SCAMP2 humano (NP_005688.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15127
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo