

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Scand1 Para Wb, Elisa - P57086

Número do item: CM0029478

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCAND1 de alta qualidade para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo. Imunogênio recombinante. Para estudos de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCAND1 Coelho pAb
Observações/Alias	RAZ1; SDP1; SCAND1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51282
ID do Gene	51282
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 do SCAND1 humano (NP_057642.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P57086
Peso Proteico	19kDa
Remessa	Bolsa de Gelo