

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sccpdh Para Wb, Elisa - Q8Nbx0

Número do item: CM0021662

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SCCPDH humano (NET11, CGI-49), validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato; imunogénio de proteína recombinante. Ideal para estudar a função de oxidoreductase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCCPDH pAb de Coelho
Observações/Pseudónimo	NET11; CGI-49; SCCPDH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51097
GeneID	51097
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do SCCPDH humano (NP_057086.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NBX0
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo