


Anticorpo Policlonal Anti-Scd Para Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Número do item: CM0024911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a estearoil-CoA dessaturase (SCD) humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo lipídico e biossíntese de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SCD Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6319
GeneID	6319
Imunogênio	peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O00767
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo