


## Anti-Scd1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Número do item: CM0008006



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SCD1 humano (estearoil-CoA dessaturase), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a enzima de biossíntese de ácidos graxos; ideal para pesquisas metabólicas e de lipídios. Reatividade cruzada humana.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SCD1 mAb de Coelho                                                                                               |
| Observações/Apelido | SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 6319                                                                                                             |
| ID do Gene          | 6319                                                                                                             |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 260-359 do SCD1 humano (NP_005054.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                           |
| SWISS               | 000767                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 42kDa                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                     |