


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000767

Número do item: CM0020711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SCD1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Estearoil-CoA dessaturase envolvida na biossíntese de lipídios e na homeostase energética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCD1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6319
GeneID	6319
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SCD humana (NP_005054.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O00767
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo