

Anticorpo Policlonais Anti-Scd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sk9

Número do item: CM0013893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCD5 humana (Estaroil-CoA desaturase 5, apelido SCD4/ACOD4) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Está envolvido na dessaturação de ácidos graxos, proliferação neuronal e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCD5 pAb de coelho
Observações/Apelidos	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Espécie	Humana
ID do Gene	79966
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-75 da SCD5 humana (NP_001032671.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q86SK9
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo