

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scd5 Para Wb, Elisa - Q86Sk9

Número do item: CM0026609

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCD5 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Detecta SCD5 humano, de camundongo e rato, uma enzima chave na biossíntese de ácidos graxos e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCD5 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79966
ID do Gene	79966
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-330 da SCD5 humana (NP_001032671.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86SK9
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo