

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scfd1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Número do item: CM0025192

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCFD1 (também conhecido como SLY1, STXBP1L2) para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o transporte ER-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCFD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23256
ID do Gene	23256
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-642 do SCFD1 humano (NP_057190.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WVM8
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo