

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Scg2 Para Wb, If-P, Elisa - P13521

Número do item: CM0027194

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCG2 humano (Secretogranina-2), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para pesquisa neuroendócrina e estudos de biogênese de grânulos secretores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCG2 Coelho pAb
Observações/Alias	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Espécie	Humano
ID do Gene	7857
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-320 do SCG2 humano (NP_003460.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P13521
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de Gelo