

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scgb1A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

Número do item: CM0023561



introdução

O pAb de Coelho SCGB1A1 detecta o SCGB1A1 humano (Uteroglobulina/CC10), uma proteína secretora de células de Club, validada para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCGB1A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7356
GeneID	7356
Imunogénio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-91 do SCGB1A1 humano (NP_003348.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P11684
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo