

Anticorpo Policlonal Anti-Scgb3A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96PI1

Número do item: CM0016541

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SCGB3A2 humano, uma secretoglobina com papéis anti-inflamatórios e anti-fibróticos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento pulmonar e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCGB3A2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	117156
GeneID	117156
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 do SCGB3A2 humano (NP_473364.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PL1
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo