


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

Número do item: CM0019908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCIN humano (Scinderin/Adseverin) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de exocitose, megacariócito e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCIN Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCIN; adseverin
Espécie	Humano
ID do Gene	85477
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SCIN humano (NP_001106177.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6U3
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo