

Anticorpo Policlonal Anti-Scly Para Wb, Elisa - Q96I15

Número do item: CM0014523



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SCLY de alta qualidade para aplicações em Western blot e ELISA. Reage com SCLY humano, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre metabolismo de selenocisteína.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCLY Rabbit pAb
Observações/Alias	SCL; hSCL; SCLY
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51540
GeneID	51540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-453 da SCLY humana (NP_057594.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96I15
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Saco de gelo