


Anti-Scn1B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q07699

Número do item: CM0014446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCN1B validado para Western blot e ELISA. Reconhece SCN1B humano, de camundongo e de rato, uma subunidade reguladora de canal de sódio voltagem-dependente envolvida na excitabilidade neuronal e função cardíaca. Ideal para pesquisas em neurociência e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCN1B pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6324
ID do Gene	6324
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-160 do SCN1B humano (NP_950238.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07699
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo