


Anticorpo Policlonal Anti-Scn2A Para Wb, Elisa - Q99250

Número do item: CM0018366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SCN2A humano (subunidade alfa do canal de sódio Nav1.2). Adequado para WB e ELISA; 228 kDa. Ideal para pesquisa em neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SCN2A
Observações/Apelido	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCII; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6326
GeneID	6326
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 275-401 do SCN2A humano (NP_001035232.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99250
Peso Proteico	228kDa
Envio	Saco de gelo