


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scn3B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ny72

Número do item: CM0014012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SCN3B humano, uma subunidade beta reguladora do canal de sódio. Validado para WB, IF/ICC, ELISA e reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisas de eletrofisiologia cardíaca e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCN3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55800
GeneID	55800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-160 do SCN3B humano (NP_060870.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NY72
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo