


Anticorpo Policlonal Anti-Scn5A Para Wb, Elisa - Q14524

Número do item: CM0019271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao canal de sódio SCN5A (Nav1.5), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa em eletrofisiologia cardíaca e canalopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCN5A Coelho pAb
Observações/Apelido	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6331
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1950-2016 do SCN5A humano (NP_932173.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q14524
Peso da Proteína	227 kDa
Envio	Saco de gelo