

Anticorpo Policlonal Anti-Scnn1B Para Wb E Elisa - P51168

Número do item: CM0022106

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a subunidade beta do canal de sódio epitelial (SCNN1B/ENaC beta) para aplicações de WB e ELISA. Específico para SCNN1B humano e de camundongo, ideal para pesquisas renais e respiratórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCNN1BpAb de Coelho
Observações/Apelido	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6338
ID do Gene	6338
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 406-640 do SCNN1B humano (NP_000327.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51168
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo