

Anticorpo Policlonal Anti-Scnn1G Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51170

Número do item: CM0024716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCNN1G humano (subunidade gama do ENaC). Validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudo de fisiologia de canais de sódio, função renal e transporte iônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCNN1G Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6340
ID do Gene	6340
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51170
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo