

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scnn1G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51170

Número do item: CM0020170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCNN1G humano (subunidade gama da ENaC). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de canais de sódio e transporte epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCNN1G pAb de Coelho
Observações/Apelido	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Espécie	Humano
GeneID	6340 (humano)
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 do SCNN1G humano (NP_001030.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51170
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo