


Anticorpo Policlonais Anti-Sco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Número do item: CM0025511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCO1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com espécies humana, de rato e camundongo. Adequado para estudos de metabolismo de cobre mitocondrial e montagem da citocromo c oxidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6341
GeneID	6341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da SCO1 humana (NP_004580.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075880
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo