

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sco2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43819

Número do item: CM0029501



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCO2 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com SCO2 de camundongo e rato (30 kDa), uma chaperona de cobre mitocondrial essencial para a montagem da citocromo c oxidase e para a função da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SCO2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatin; SCO2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9997
GeneID	9997
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43819
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo