

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

Número do item: CM0027031



introdução

SCP2 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA em Humanos e Camundongos. SCP2 é uma proteína peroxissomal que catalisa a última etapa da beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia ramificada e media a transferência de lipídios. Adequado para pesquisa metabólica e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6342
ID do Gene	6342
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-322 da SCP2 humana (NP_001007099.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P22307
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo