

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scrn3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Número do item: CM0015389

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SCR33 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece SCR33 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar mecanismos de nocicepção térmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SCR33 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SE53; SCR33
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79634
ID do Gene	79634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-410 do SCR33 humano (NP_078859.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q0VDG4
Peso Proteico	49kDa
Envio	Bolsa de Gelo