


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sctr - P47872

Número do item: CM0029023



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra o SCTR humano (receptor da secretina), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos e camundongos. Ideal para pesquisas sobre regulação de pH, termogênese e homeostase hídrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCTR Rabbit pAb
Observações/Alias	SR; SCTR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6344
GeneID	6344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-461 do SCTR humano (P47872).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P47872
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo