

Anticorpo Policlonal Anti-Scyl2 Para Wb E Elisa - Q6P3W7

Número do item: CM0017736

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SCYL2 validado para WB e ELISA, reage com humano e rato. SCYL2, uma quinase associada à clatrina, regula o tráfego de receptores neuronais e o desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCYL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55681
GeneID	55681
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da SCYL2 humana (NP_060458.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6P3W7
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo