

## Anticorpo Policlonal Anti-Scyl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Número do item: CM0013418

### introdução

Anticorpo policlonal rabbit de alta qualidade que visa o SCYL2 (CVAK104). Validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade em humanos, ratos e camundongos. Ideal para estudar o tráfico mediado por clatrina e a função neuronal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SCYL2 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 55681                                                                                                                    |
| GeneID              | 55681                                                                                                                    |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SCYL2 humano (NP_060458.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Camundongo                                                                                                 |
| SWISS               | Q6P3W7                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 104kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |