

Anticorpo Policloal Anti-Sd1 Para Wb E Elisa - B6F2D9

Número do item: CM0022120

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SD1 (giberelina 20-oxidase) de Oryza sativa. Validado para Western blot e ELISA, ideal para estudos de biossíntese de giberelinas e regulação do crescimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4325003
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 de SD1 de Oryza sativa (Q0JH50)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	B6F2D9
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo