

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sdc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P34741

Número do item: CM0018860



introdução

pAb de coelho anti-SDC2 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a sindecano-2, um proteoglicano de sulfato de heparano que regula a morfogênese da árvore dendrítica e a neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SDC2
Observações/Apelidos	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
Espécie	Humano
ID do Gene	6383
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 19-144 da SDC2 humana (NP_002989.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34741
Peso Molecular da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo