

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sdc4 Para Wb, Elisa - P31431

Número do item: CM0024147



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra SDC4 (Sindecano-4) humano, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de biogênese de exossomos e desenvolvimento de ensaios diagnósticos. Reconhece banda de ~22 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDC4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SYND4; SDC4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6385
ID do Gene	6385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-145 do SDC4 humano (NP_002990.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31431
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo