

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sdf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brk5

Número do item: CM0017692

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SDF4 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta SDF4 humano e de camundongo, uma proteína de ligação ao cálcio de 45 kDa envolvida em atividades dependentes de cálcio no RE. Ideal para pesquisas metabólicas e do aparelho de Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SDF4 pAb de coelho
Observações/Alíás	Cab45; SDF-4; SDF4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51150
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-200 do SDF4 humano (NP_057260.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q9BRK5
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo