

Anticorpo Monoclonal Anti-Sdha Para Wb, If, Elisa - P31040

Número do item: CM0002697



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao SDHA humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta SDHA endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa do complexo II mitocondrial e estudos de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHA Coelho mAb
Observações/Apelidos	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6389
ID do Gene	6389
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do SDHA humano (P31040).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31040
Peso Proteico	73 kDa
Transporte	Saco de gelo