


Anticorpo Policlonal Anti-Sdhaf2 Para Wb, Elisa - Q9Nx18

Número do item: CM0022905



introdução

SDHAF2 Rabbit pAb para WB e ELISA, tendo como alvo o SDHAF2 humano (fator 2 de montagem da succinato desidrogenase mitocondrial). Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial e ciclo do TCA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SDHAF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54949
GeneID	54949
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 do SDHAF2 humano (NP_060311.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NX18
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo