

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sdhb Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P21912

Número do item: CM0006542



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra o SDHB humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta SDHB endógeno em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre o complexo mitocondrial II e o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-SDHB
Observações/Abreviações	CWS2; IP; PGL4; SDH; SDH1; SDH2; SDHIP; subunidade B contendo ferro-enxofre do complexo succinato desidrogenase
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6390
ID do Gene	6390
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-280 do SDHB humano (P21912)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21912
Peso da Proteína	31 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo