


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sdhb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21912

Número do item: CM0021426



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao SDHB humano, a subunidade de ferro-enxofre do complexo mitocondrial II. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com SDHB de camundongo e rato. Peso molecular previsto de 32 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IP, SDH, CWS2, PGL4, SDH1, SDH2, SDHIP, MC2DN4, SDHB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6390
GeneID	6390
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-280 do SDHB humano (NP_002991.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21912
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Bolsa de gelo