


Anticorpo Policlonal Anti-Sdhc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99643

Número do item: CM0021715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SDHC humano (subunidade C do complexo succinato desidrogenase), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta SDHC humano, de rato e de camundongo. O alvo é uma proteína da membrana mitocondrial envolvida no transporte de elétrons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SDHC Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6391
GeneID	6391
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SDHC humano (NP_002992.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99643
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo