


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sdhc Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99643

Número do item: CM0007368



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SDHC humano (CYBL, SDH3), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa do complexo II mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SDHC (mAb)
Observações/Apelido	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
Espécie	Humano
GeneID	6391
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SDHC humano (NP_002992.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q99643
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Em saco de gelo